

3. Húzza össze a kábel körül, úgy, hogy a mandzsetta alsó széle 2-3 cm-re legyen a könyvtől.

Az „ARTERY” feliratú címkén a karterület felül elhelyezik.

4. Rgisztse a mandzsettát úgy, hogy jól illeszkedjen a kar körül, de ne szorítsa meg túlságosan. Az MI szoros, vagy túl laza mandzsettajelzők pontatlan méréshez vezetnek.

5. A rögzített mandzsettán az „INDEX” címkén a „NORMAL” (25-36 cm) területen mutasson. Ez azt jelenti, hogy a mandzsetta megfelelően illeszkedik, és megfelelő a felkar kerületének. Ha a címke az **«M1»** jelzéssel ellátott területet jelez, akkor a mandzsetta kicsi és a mérés hibásullicetül lesz. Ha a címke az **«M2»** területen mutat, akkor a mandzsetta nagy, és a mérés abbocsúllicet lesz.

6. Ha a kar kifejezetten kúpos alakú, akkor ajánlott a mandzsettát spirálban felhelyezni, amint az az ábrán látható.

7. Ha feltűnik a ruhájú újat, és egyidejűleg a karját észlelőji, megakadályozza a véráramlást, a műszer által mért érték nem feleltelenül felül meg az artériás nyomással.

A DÁTUM ÉS ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A dátum- és időbeállítás izenemző beírásához tartsa lenyomva az M1 gombot, és nyomja meg a C gombot. A kivalásztott paraméter villogni kezd. A kiválasztott paraméter megváltoztatása a nyitástól addig történik, ha a M2 gombot megnyomja, lefele – az M1 megnyomása. A következő paraméter, év / hónap / dátum / óra / perc beállításával folytatni kell C.

Ha nem halt végre semmilyen műveletet a dátum és az idő beállításához több mint 1 percig, akkor a készülék a dátum és az idő kijelzés módjára vált.

Ha elemek cserélésre a dátum és az idő visszáll.

A nyomás és a pulzus mérése a dátum és az idő beállításá nélkül lehetséges. A dátum és az idő kijelzése nem lesz tiltva. Amikor a készülék órajelként használja, az egyik tápegység használata kb. 1 évig tart.

A MÉRÉS MÓDSZERE (5. ábra)

1. Helyezze a levegőtömítő mandzsettáját a mandzsetta csatlakoztatákhöz.

Mérés előtt vegyen 3-5 másodpercig leücsögjön. Ne mozdogjon, ne beszéljen, és ne mozgassa a kezét a mérés során.

2. Nyomja meg az C gombot.

3. A kijelző röviden megmutatja az összes szimbólumot, két rövid hangjelzés hallható, és a készülék automatikusan feltöltja a mandzsettát. Kezdetben az érték 190 mm Hg-ig áll.

4. Miután elért a 190 mm- c. Hg. art. a mandzsetta nyomása fokozatosan csökken. A kijelzett értékek csökkennek. Az impulzust jelző **«** szimbólum villog.

MIVEL AZ ARTÉRIÁLIS NYOMÁS ÉS A PULZUS MÉRÉSE A LEVEGŐELERESZTÉS IDEJÉN TÖRTÉNIK, KERÜLK, HOGY A MÉRÉS KÖZBEN NE MOZDULJON, NE MOGDASSA A KARJÁT, NE FÉSZÍTSE A KARJA IMET.

5. A mérés végén hangjelzés hallható, amely után a készülék leereszt minden levegőt a mandzsettából, és a mérési eredmény megjelenik a kijelzőn.

A villogó „M1/M2” ikon figyelmeztet arra, hogy az M1 vagy M2 gombok megnyomásával válassza ki az 1. vagy 2. memóriát az eredmények mentéséhez. Ha a memóriát 3 percn belül nem választja ki, akkor az eredményt nem tárolja, és a készülék automatikusan a dátum és az idő kijelzésére vált.

A kijelzőn villogó **«** ikon jelzi a szabálytalan pulzuszmért. Az artímiá jelző megjelenését a test mozgása is okozhatja a mérés során. Ha a **«** jelző időszakonként megjelenik, forduljon orvosához.

A nyomás számításának kívül az eredmény a WHO skálán is megjelenik. A WHO skála a kapott vérnyomás értékének a hivatkoztól osztályozási skálája, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint. A kijelző bal oldalán található skála lehetővé teszi a kapott számok értékelését az osztályozás alapján: normál vérnyomás, magas vérnyomás vagy azt a hipertónia egyik fokát jelenti.

6. Nyomja meg a C gombot a dátum és az idő kijelzésére. A mérés megismétléséhez ismétlje meg az új adott bekezdésben leírt összes lépést.

Pontos eredmény érdekében előzetesen tüneteket kell tartani a mérések között, szükséges vékeringés helyreállítása. Ezért 3 percen belül ne végezzen újabb mérést.

A memóriák mérése (nyomás és impulzus) eredménye automatikusan kerül a készülék memóriájába.

A MINŐSÉGI ADATOK FENNTARTÁSNÁK A KÉSZÜLK ELEMEK NÉLKÜL TÁROLÁSAKOR, IS A MEGMENTETT ADATOK TÖRLÉSE A KÉSZÜLK MEMÓRIÁJÁBÓL LEHETSÉGES A „MEMÓRIA FUNKCIÓ” FEJLETBEN LEÍRT LÉPÉSEK VEGYERÁHATÁSAVAL.

Ha az áramellátást nincs kapcsolóval, és a készüléket 3 percn nem használja, az eszköz automatikusan kikapcsolódik.

AUTOMATIKUS FELPÚRLÁS

Ha az első nyomás mérésével a mandzsetta szívóerővel (190 Hgmm) nem elegendő, vagy a kéz elmozdul, a készülék leállítja a mérést, és felépumpálja a mandzsettát a következő magasabb szívóerőviszonyra. A készülékkel 4 rögzített mandzsetta felépumpálási szintje van: 190, 230, 270, 300 Hgmm.

Az automatikus mandzsetta felépumpálási megismétlődik addig, amíg a mérés sikeresen nem fejeződik be. Ez nem számít hibának.

KENYSZERITETT NYOMÁSELÉRŐS A MANDZSETTÁBÓL

Ha a mandzsettában lévő levegő befedésének közben vagy a mérés során (lassú nyomáscsökkenés) gyorsan ki kell engedni a nyomást, nyomja meg az C gombot. A készülék gyorsan felszívja az összes levegőt a mandzsettából, és bejelzi a dátumot és az időt.

A MEMÓRIA FUNKCIÓ (6. ábra)

1. Mindenképpen az eredmények (nyomás és impulzus) automatikusan fennmarad a készülék memóriájában. Ehhez a mérést után, legfeljebb 3 per: alatt ki kell választani az M1 vagy M2 memóriát, hogy megmentsen.

A MÉRÉSEK EREDMÉNY NEM MARAD FENN, HA HIBAJELENT VOLT.

2. Legfeljebb 60 mérési eredmény tárolható a készülék memóriájában és az utolsó 3 adat átlagában. Ha a mérések száma meghaladja a 60-at, akkor a legregébbi adatokat automatikusan kicseréli a későbbi mérésekké.

3. Az észlelt memóriák tartalmát az M1 vagy M2 gomb megnyomásával tekintheti meg. Amikor először nyomja meg a memóriát, az M1 vagy M2 memóriában tárolt adatok 3 mérési adatok megjelenik. A képmegnyitási képmegnyitási az M1 vagy M2 gombot, a kijelzőn M1 (sau M2) jelű és a méréshatárhely száma megjelenik a képmegny. és 1 másodperc múlva megjelenik a tartalom (6.2 ábra). Amikor megjelenik a méréshatár tartalmára, megjelenik a mérés dátuma és időpontja felváltva a kijelző alsó sorában. Az M1 (sau M2) gomb minden egyes megnyomása átvált a következő méréshatárra. Ha nincs tárolt mérési eredmény a memóriában, amikor először nyomja meg az M1 (vagy M2) gombot, a kijelzőn megjelenik az aktuális dátum és idő.

A KÉSZÜLK MEMÓRIA TISZTÍTÁSA

Ahhoz, hogy távolítsa el az M1 (vagy M2) memóriából AZ ÖSSZES megmentett mérési eredményeket, nyomja meg az M1 (vagy M2) gombot, és tartsa legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelennek a „C” szimbólumok, és megtörténik a készülék kiválasztott memóriájának tisztítása.

HIBAJELENTÉSEK

Kijelző	Válósíznú oka	Orvosság
	A mandzsetta hibásan van elhelyezve vagy a levegőtömítő csatlakozás nincs teljesen behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a mandzsetta megfelelően van-e elhelyezve, és hogy a dupl szorosan van-e behelyezve, és ismétlje meg a mérést először.
	A mérésekkel nem lehetett elvégezni a kar mozgása miatt vagy a beszélgetés miatt a mérés során.	Ismétlje meg a mérést, teljes mértékben a kézikönyv ajánlásait tartva.

	Elemrejték az elemek.	Cserélje ki az összes elemet újká.
--	-----------------------	------------------------------------

KARBANTARTÁS, TÁROLÁS, JÁVÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS

- A készüléket vedeni kell a nedvességtől, napfénytől, rázkódástól és ütéstől. A készülék nem vízálló.
- Ne tárolja vagy ne használja a készüléket fűtőberendezésekhez és a nyíl lángokhoz közelben.
- Ha a készüléknek hosszú ideig nem használnak, a használat előtt hagyja azt legalább 1 óráig szobahőmérsékleten.
- A készülék hosszú időn keresztül tárolható, és az az elemek. A kárfolyó elemek karósságot okozhatnak. AZ ELEMELÉK TARTÁSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL!

- Ne szennyezze a készüléket, főve a portot. A készülék tisztításához használja puha, száraz ruhát.
- Nem megengedett a készüléknek és összetevőinek vízzel, oldószerrel, alkohol, benzinnel érintkezése.
- Védje a mandzsettát és tárgyaitól, ne próbálja kilyukasztni vagy kicserélni a mandzsettát.
- Ne tegye ki a készüléket erős áramütéseknek és ne dobja azt.

- A készülék nem tartalmazza a beállítás pontossgát szabványok szerveket. Ne próbálja önállóan megnyitni az elektronikus egységeit. Szükség esetén a javítást csak speciális izenközpénben végezze.
- A szolgálati idő lejártá után szükséges rendszeresen konzultálni szakemberekkel (speciális javítási szervezetek), hogy ellenőrizték a készülék műszaki állapotát.
- Ha az használatkor tartás az az Ön területén érvényes szabályokat. A gyártó nem állapította meg a termék használatossági tartási szabályait.
- A mandzsetta rezisztens több égiségigényű kezeléshez. A mandzsetta szövetburkolatának belső oldalát (a páciens karjával érintkezve) egy 3%úis hidrogén-peroxid-oldattal áztatgat pamut törlővel kezeljük. A hosszantartó használat után megengedett a mandzsetta szövetének részleges elszíneződése. Ne mosassa ne vasalja a mandzsettát.

ESTÉLJÉSE PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	ORVOSSSÁG
Az C gomb megnyomása után nincs jelzés a kijelzőn	Elemrejtés hiánya. A elemek polaritása nem megfelelő. Szennyezett az akkumulátor érintkezői. A tápegység nincs az aljzatba bedugva.	Cserélje ki az összes elemet. Helyezze be helyesen az elemeket. Szennyezett az akkumulátor dugóval. Húgja be a tápegységet az aljzatba.
A nyomás lellé és újraindul.	Automatikus szívóerővel történő a helyes mérésbiztosítása érdekében. Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során?	Lásd. MÉRÉSI ELJÁRÁS Nyugodjon meg, és ismétlje meg a mérést.
A vérnyomás kilöbölök minden alkalommal. A mérései értékek túl alacsonyak (magasak)	A mandzsetta a szív szintjén van? A mandzsetta megfelelően van elhelyezve? Nem feszíti a karját? Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során?	Ellőjn le megfelelően a méréshez. Helyezzen a a mandzsettát megfelelően. Lazuljon le a mérés előtt. A mérés során tartson be csendet és nyugalmat. Ismétlje meg a mérést legalább 5 perc múlva.
A pulzusérték nem túl magas (vagy túl alacsony).	Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során. A mérésekkel közvetlenül edzés után végezte?	A mérés során tartson be csendet és nyugalmat. Ismétlje meg a mérést legalább 5 perc múlva.
Lehetetlen számos mérést végezni.	Rozsز minőségű akkumulátorok.	Csak a legős elemeket használjon az smert gyártóktól.
Önműködő áramellátás.	Automatikus áramellátás az áramkikapcsolás után.	Ez nem hibajelzés. A készülék automa- tikusan kikapcsol 3 percet az zégység utolsó működése után.
Automatikus átvérés a dátum és az idő megjelenése időddá	A dátum- és időmegjelzésnél mind automatikus ámentékelés rendszere működőkése lépett.	Ez – nem törés. A készülék a használat után 3 perc múlva automatikusan belép a dátum- és időkijelzés üzemmódba.

Ha a fentí jánálkozó ellenőrn nem kapja a megfelelő mérések eredményeket, hagyja abba a készülék használatát és lépjen kapcsolatba karbantartó szervszettel (a javítást végző szervezetek címe és telefonszáma szerepel a jótállási jegyen). Ne próbálja meg a belsz megismételt beállításokat.

szÁVATOSÁGI KÖTELEZTETÉS

A garanciális kötelezettségek a jótállási jeggyben találhatók, amelyet a vevő a készülék értékesítésével kap. A garanciális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek címe a «GYÁRTÓ ÉS A MEGHATÁROLT KÉPVISELŐ» című szakaszban vannak meghatározva, illetve az interneten a www.littledoctor.sg weboldalon.

GYÁRTÓ ÉS A MEGHATÁROLT KÉPVISELŐI

Készült a Little Doctor International (S) Pte Ltd. (7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza SINGAPORE 199591). Levelezési cím: Yshun Central Pte. Box 9293 Singapore 917699) ellenőrzése alatt és száma.

Gyártás: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongjing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe S.p. a. o. (57C Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).

Részletes információ a honlapon: www.littledoctor.sg

RO

DENUMIREA PĂRȚILOR ȘI COMPONENTELOR (imagina 1)

● BLOC ELECTRONIC

● MUȚĂ DE CONECTARE A MANȘETEI.

● AFIȘAJ LCD.

● FURTUN DE AER CU ȘTECHER

● MANȘETA.

● BUTONUL (START/STOP).

● BUTONUL M1 (MEMORIE 1).

● BUTONUL M2 (MEMORIE 2).

● BLOC DE CONECTARE A MANȘETEI.

● MUȚĂ DE CONECTARE A SURSEI DE ALIMENTARE.

● BATERII.

● CERTIFICAT DE GARANȚIE.

● MANUAL DE UTILIZARE.

● GENȚA.

INFORMAȚII GENERALE

Acest manual de utilizare este conceput pentru a ajuta utilizatorul să folosească în mod sigur și eficient dispozitivul digital automat de măsurare a tensiunii arteriale și frecvenței pulsului (LD30) (în continuare: DISPOZITIV). Dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu regulile prezentate în acest manual de utilizare. Este interzisă utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât cele descrise aici. Este important să citiți și să înțelegeți integral manual de utilizare și în special secțiunea "Recomandări cu privire la măsurarea corectă".

INDICAȚII DE UTILIZARE

Dispozitivul este destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale sistolice și diastolice și determinarea frecvenței pulsului la pacienții care au răcit vârsta de 15 ani. Dispozitivul este recomandat pentru măsurarea a căre prezenți cu tensiunea arterială instabilă sau cu hipertensiune în condiții casnice ca o completare la supravegherea medicală de bază.Manșeta este destinată pentru a fi purtată cu circumferința de 25 - 36 cm.

MODUL DE FUNCȚIONARE

Dispozitivul utilizează metoda oscilometrică de măsurare a tensiunii arteriale și frecvenței pulsului. Manșeta se infășoară în jurul brațului și este umflată automat de către pompa de aer. Senzorul aparatului detectează fluctuația presiunii produse de extinderea și contracta arterei de pe braț ca urmare a bătăilor inimii. Amplitudinea undelor de presiune este măsurată și convertită în milimetri coloana de Mercur iar pe display-ul digital sunt afișate valorile. Dispozitivul poate stoca până la 60 de seturi de valori. Dispozitivul nu poate oferi informații precise dacă este dezonat în condiții de temperatură și umiditate ce depășesc intervalul menționat în secțiunea "Caracteristici tehnice" a acestui manual. În cazul personalor cu artimie cardiacă pronunțată există posibilitatea apariției unor greșeli în măsurarea tensiunii arteriale. În cazul copiilor se recomandă consultul medicului specialist.

CARACTERISTICI TEHNICE

Metoda de măsurare	oscilometrică cu tehnologia Fuzzy Algorithm	Condiții de exploatare
Indicator	digital LCD	temperatura, °C umiditatea relativă, % Rh
Intervalul de afișare a presiunii în manșetă, mm coloana de mercur	de la 0 până la 300	de la 10 până la 40 85 și mai puțin
Intervalul de măsurare: presiune în manșetă, mm coloana de mercur	de la 40 până la 260 de la 40 până la 160	temperatura, °C umiditatea relativă, % Rh
Limitare erorii absolute admise în timpul măsurării presiunii arteriale în manșeta de compresiune, mm coloana de mercur	±3	od -20 do 50 85 și mai puțin
Limitare erorii relative admise în timpul măsurării presiunii arteriale în manșeta de compresiune, mm coloana de mercur	±5	Tensiune de ieșire V Curentul maxim, mA Tensiune de intrare Dimensiuni, mm Greutate, kg Ștecher:
Pompare (umflare)	automată (pompa de aer)	6V ± 5% curent puțin 600 ~20-240 V, 50/60 Hz 78 x 47 x 20 0,3
Memorie	ultimele 60 de măsurări + valoarea medie a ultimilor 3 măsuratori	c=+ interior 2,1 ± 0,1 5,5 ± 0,1
Tipul de alimentare:	4 baterii tip AA (LR6) sau sursă de alimentare cu energie electrică, nu mai puțin de 600 mA	Dimensiunea manșetei
Consumul maximal de energie, W	3,6	mărită pentru adulți (circumferință brațului 25 - 36 cm)
		Dimensiuni
		Dimensiuni (bloc electronic), mm
		Greutate (fără anghia), baterii și sursă de alimentare, g
		Anul fabricației
		Anul și luna fabricației sunt indicate în numărul de serie după simbolul "X". Numărul de serie este situat în partea de jos a cadrului dispozitivului
		DESCRIEREA SIMBOLURILOR
		1. Articol tip BF
		2. Importanță: Citiți instrucțiunile
		3. C este Aprobare de către Uniunea Europeană

Data redacării prezentei Manual de exploatare este indicată pe ultima pagină sub forma E00X/YY/MM, unde YY – este anul, MM – luna, NN – anul de fabricație.

Caracteristicile tehnice pot fi modificate fără o notificare prealabilă cu scopul îmbunătățirii proprietăților și calității articolului.

Producerea dispozitivului este certificată conform standardului internațional ISO 13485. Dispozitivul LD30 corespund Directivei europene MD 93/42/EEC, standardelor internaționale EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.

Sursa de alimentare LD-N057 corespunde standardului internațional EN 55022 Class A, nivelul de protecție împotriva sursei electrice: Clasa II, Tip BF.

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA MĂSURAREA CORECTĂ

Este necesar să se cunoască faptul că TENSIUNEA ARTERIALĂ ESTE SUPUSĂ FLUCTUAȚIILOR BRUȘTE CHIAȘ ȘI ÎN INTERVALUL SCURTE DE TIMP. Nivelul presiunii arteriale depinde de mai mulți factori. În general, tensiunea este mai mică în timpul unei și mai mare pe timpul înnmii. În același timp, presiunea atmosferică, efortul fizic, starea emoțională, stresul sau unele pot afecta tensiunea arterială. Medicamentele, conșc sau alcool sau fumatul pot afecta stătu în parte mult nivelului tensiunii arteriale. Atunci când măsurarea tensiunii se face în spital, valoarea acestuia va fi întotdeauna mai mare decât cea efectuată la domiciliu. Tensiunea arterială va fi mai ridicată dacă temperatura ambientală este scăzută. De aceea se recomandă ca măsurarea tensiunii să se facă la temperatura camerei (aproximativ 20°C). În cazul în care aparatul a fost dezonat la temperatura scăzută este necesar menținerea sa la temperatura camerei timp de cel puțin 1 oră. În caz contrar, măsurătorile nu vor fi exacte. În timpul unei zile, diferența dintre măsurători, la persoanele sănătoase poate ajunge la și 30-50 mmHg în cazul tensiunii sistolice și 10 mmHg în cazul tensiunii diastolice. În timpul măsurării, manșeta nu trebuie să fie prea strânsă și să nu împiedice circulația sângelui.

3. Dacă dispozitivul a fost dezonat la temperaturi mai mici de 0°C, acesta trebuie menținut cel puțin o ora într-o încăpere încălzită.

4. În cazul în care dispozitivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată de timp, acesta trebuie scuturat. Scuturarea lor poate duce la defectări ale aparatului. NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNCĂLZIREA COPILOR!

5. Nu încercați dispozitivul și protejați-l împotriva prafului. Foliștii dorți învelte moi și uscate pentru a curăța dispozitivul.

6. Evitați contactul dispozitivului cu elementele acestuia cu apă, solvenți, alcool, benzină.

7. Evitați contactul dispozitivului cu obiectele strălucitoare. Nu încercați să îndreptați și să răsturnați manșeta.

8. Nu suflați aparatul la soacii puternici, care nu îi face cădere pe podea.

9. Dispozitivul nu conține speciale pentru îmbunătățirea măsurătorilor. Este interzisă deschiderea blocului electronic. În caz de necesitate procedura se repară dor în centrele autorizate.

10. După expiraia garanției se recomandă verificarea periodică de către un personal specializat pentru verificarea condițiilor dispozitivului.

11. În timpul utilizării dispozitivului normale în vigoare din regiunea Dumeaveastră. Producătorul nu a stabilit condiții specifice pentru utilizarea acestui dispozitiv.

12. Manșeta poate suporta mai multă tratare mecanică. Suprafața interioară a manșetei poate fi curățată cu ajutorul tamponelor umedite în soluție de period de hidrogen 3%. După utilizării interioare, pot apărea defectări parțiale ale țesutului ce acoperă manșeta. Sub nicio formă manșeta nu trebuie spălată sau calcată.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA POSSIBILĂ	REMEDIERE
Nu se afișează nimic atunci când pornit	Baterii descărcate Polaritatea bateriilor este greșită. Contactul din compartimentul bateriei este murdar.	Inlocuiți cu baterii noi. Instalați corect bateriile. Curățați compartimentul de la murdărie.
Umflarea se oprește și reîncepe mai târziu.	Sursa de alimentare electrică nu este conectată în priză.	A se introduce sursa de alimentare electrică în priză.
Umflarea oprește automat pentru a asigura măsuratoarea corectă.	Verificați "ORDINEA MĂSURĂRII	
Ai vorbit sau mișcat brațul în timpul măsurătorii?	Stați liniștit, nu vorbiți și nu mișcați brațul în timpul măsurătorii?	
Tensiunea arterială este diferită de fiecare dată.	Este manșeta la același nivel cu inima? Este manșeta înfășurată corect? Ai încordat brațul în timpul măsurării?	Înfășurați manșeta corect. Relaxați-vă în timpul măsurării. Stați liniștit, nu vorbiți și nu mișcați brațul în timpul măsurătorilor.
Pulsul este prea mic sau prea mare.	Ați vorbit sau mișcat brațul în timpul procesului de măsurare? Ai făcut măsurarea imediat după un exercițiu?	Stați liniștit, nu vorbiți și nu mișcați brațul în timpul măsurătorilor. Repetati măsurarea după o pauză de cel puțin 5 minute.
Imposibilitatea de a efectua un număr mare de măsurători.	Insereaza unora baterii slabe.	Folosiți baterii alcaline de la producători consacrați.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI CU SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Producătorul recomandă utilizarea unui stabilizator de alimentare electrică LD-N057. Sistemul stabilizatorului este furnizat electric și are în fața parții de la aparatului

Pentru utilizarea dispozitivului la sursa de alimentare cu energie electrică introduceți ștecherul adaptorului în mufa de

pe dispozitiv și conectați-l la o priză. Așăți butonul.

După terminarea măsurătorii opriți dispozitivul apășând butonul . Deconectați adaptorul de la priză și scoateți dispozitivul din mufa dispozitivului.

Pentru a evita resetarea datei și a orei, nu scoateți bateriile când utilizați dispozitivul la sursa de alimentare cu energie electrică.

POZIȚIA CORECTĂ ÎN TIMPUL PROCESULUI DE MĂSURARE (imagina 3)

1. Luați loc în fața mesei astfel încât în timpul măsurării tensiunii arteriale mâna Dumeaveastră se se sprijine de suprafața acestuia. Asigurați-vă că manșeta de pe braț este la același nivel cu inima, iar antebrațul său în mod natural pe masă și nu se micșă.

2. Puneți manșeta tensiunii arteriale și în poziția calcul pe-pate. Priviți spre tavă, păstrați calmul și nu vă mișcați în timpul procesului de măsurare. În mod obligatoriu asigurați-vă că manșeta pe braț este la aproximativ la același nivel cu inima.

PREGĂTIREA MANȘETEI (imagina 4)

Aspăși tastele

1. Inserați manșeta manșetei (aproximativ 5 centimetri) în suportul de prindere metalic conform imaginei.

2. Puneți manșeta pe partea superioară a brațului stâng, cu tubul de aer îndreptat în direcția palmii. În cazul în care măsurarea pe brațul stâng este dificilă, se poate folosi brațul drept. În acest caz valorile pot să difere cu aproximativ 5-10 mmHg sau în unele cazuri chiar mai mult.

4. Încheiați manșeta astfel încât să se afișeze în brațul, dar să nu i strângă prea tare. În cazul în care manșeta va strânge prea tare brațul sau, din contra, va fi prea liberă, valorile obținute în urma măsurătorilor pot fi imprecise.

5. Pe manșeta încheiați marșeta «N0DE» trebuie să fie orientat spre de-a dreapta <NORMAL (25-36 cm)». Această însemnă că manșeta a fost aleasă corect și corespunde dimensiunii circumferinței brațului. corespunde. Dacă marșetul indică semnul &