



Jumbo Screen Premium Digital Blood Pressure Arm Monitor

Model 01-514




INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH & ESPAÑOL


STOP!
PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING
COMPONENTS BEFORE USING YOUR DIGITAL
BLOOD PRESSURE MONITOR



Digital Monitor




Adult Arm Cuff



4 AA Batteries



Canvas Storage Bag



Instruction Manual
Quick Start Guide
Blood Pressure Reading Tracking Log
FAQ Information Sheet
Replacement Parts Order Form

**IF YOU ARE MISSING ANY PARTS, INCLUDING INSERTS OR
INSTRUCTION MANUALS, DO NOT RETURN TO PLACE OF
PURCHASE. CONTACT CUSTOMER CARE AT 866-326-1313.**

INDEX

Care and Safety Information	4-5
Introduction	6
Digital Blood Pressure Monitor Features	7
Getting Started.....	8
Battery Installation / AC Power	9
Setting Date and Time.....	10
Applying Your Blood Pressure Cuff	11-12
Taking Your Blood Pressure Reading	13-14
Interpreting your Results.....	15-16
Memory Functions	17-18
Care and Maintenance	19-20
Display and Label Symbols	21
Display Symbols.....	22
Error Codes & Troubleshooting	23
FCC Statement.....	24
Electromagnetic Compatibility	25-28
Specifications	29
Warranty	30
Instrucciones en Español.....	33-64

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313
Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST



Manufactured for:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Made in China

#93-1058 09/14
©2014 Veridian Healthcare, LLC

CARE & SAFETY INFORMATION

NOTE: Read all instructions and inserts included with this monitor carefully before use. The following basic precautions are needed when using an electrical product.

CAUTION: Failure to read and observe all precautions could result in personal injury or equipment damage.

Improper care or use of your blood pressure monitor may result in injury, damage to the unit or ineffective treatment. Following these instructions will ensure the blood pressure monitor's efficacy and long life.



GENERAL CAUTIONS AND WARNINGS

- Measurement results should be discussed with your physician or healthcare professional; never self-diagnose or attempt treatment as this may be dangerous
- Intended for adult use only; this device is not approved for infant or child use
- Keep out of reach of children
- Do not use the unit if it has any damaged parts, if it has been submersed in water or dropped
- If any abnormality occurs, discontinue use until the unit has been examined and repaired
- Only use included attachments and parts; do not use attachments from other brands or models as these may not be properly calibrated for use with this device and may result in measurement error
- This monitor may not be appropriate for individuals with serious arrhythmias; consult with your physician for proper monitor use and evaluation.
- Check the blood circulation of the user before measurement
- Do not share the cuff with an infected person.
- Do not disassemble the unit or attempt to repair it; substitution of a component different from that supplied may result in measurement error and will void manufacturer warranty
-  Always follow local regulations for proper disposal of the monitor, cuff and batteries

CARE & SAFETY INFORMATION



OPERATING CAUTIONS AND WARNINGS

- Prolonged overinflation may cause congestion, swelling or bruising in some people
- Wait a minimum of 2 minutes between measurements (20-minutes is recommended); excessive frequent measurements may restrict blood circulation
- Do not use this device while connected to any monitoring equipment on the same limb
- Consult with your healthcare professional for guidance for use if you have any of the following: intravascular shunt; mastectomy on the arm corresponding to the measurement side of the body
- If you experience any discomfort or an abnormality occurs, stop using the device immediately; to stop the device during operation, press the ⏻ (POWER) button and the cuff will automatically deflate
- Operation outside of stated operating temperature may result in measurement error or device malfunction; operation environment temperature is: 41°F – 104°F (5°C – 40°C); Humidity: ≤90% RH
- Never use this unit while operating a vehicle or in the bathtub or shower



STORAGE CAUTIONS AND WARNINGS

- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); Humidity: ≤90% RH
- Keep the unit out of reach of small children
- Always keep the unit unplugged while not in use; remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time



CLEANING CAUTIONS AND WARNINGS

- Never immerse the unit in water to clean as it may damage the unit
- Follow the 'Cleaning and Maintenance' portion of this manual for instruction on how to clean and care for your monitor

INTRODUCTION

It is recommended that you first seek the advice and recommendation of your physician or healthcare professional when using home diagnostic devices, including blood pressure monitors.


Automatic digital blood pressure monitors use the oscillometric method to electronically measure your blood pressure. The monitor detects your blood's movement through the artery in your arm and converts the movements into a digital reading. The oscillometric method does not require a stethoscope, making the monitor ideal for home use.

Blood pressure readings determined with this device are equivalent to measurements obtained by a trained healthcare professional using the cuff/stethoscope auscultation method, within the limits prescribed by the American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers.

Thank you for purchasing a Digital Blood Pressure Monitor. With proper care and use, your monitor will provide you with many years of reliable readings.

**PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL
COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT.**

BLOOD PRESSURE MONITOR FEATURES



DETAILS OF THE DISPLAY AND INTERPRETATION OF THE SYMBOLS ARE INCLUDED THROUGHOUT THIS MANUAL.

GETTING STARTED

Before Taking a Measurement

1. Your readings should only be interpreted by your physician or healthcare professional with access to your individual medical history. Regular use of a home blood pressure monitor will allow you to track and record your readings for discussion with your physician.
2. Conduct your measurement in a quiet place while seated in a relaxed position. Rest for 15 minutes before taking your reading. If an error occurs or you desire to take a second reading, allow 15 minutes between readings for your blood vessels to return to normal.
3. Avoid smoking, eating, taking medication, alcohol, physical activity or any other stressful activity for 30 minutes prior to taking a reading.
4. Always remove any jewelry or constrictive clothing that may interfere with the cuff placement.
5. Keep yourself and the monitor still during measuring; do not talk during the reading.
6. It is recommended that you take your readings at the same time each day to better monitor any indications in your results.
7. Record your daily measurement on the included chart or some other written document to share with your physician.

BATTERY INSTALLATION / AC POWER

This unit comes complete with 4 AA batteries.

It is necessary to replace the batteries when the Low Battery symbol appears on the display or when the display does not turn on after the **POWER** button is pressed. 

Replacing Battery, Fig. 1

1. Press down and lift the cover.
2. Insert or replace 4 AA batteries into the battery compartment, ensuring to match the indicated polarity symbols. Always use new batteries.
3. Replace the battery cover.
4. It is recommended to remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time.




Fig. 1

AC Power Adapter

An AC adapter is available separately for battery-free operation. The AC adapter plugs into the right side of the unit, Fig. 2.

Please remember to practice common sense electrical safety precautions while using the adapter.

To order an AC adapter, please see the enclosed order form.




Fig. 2

AC Adapter Output: 6V DC 600mA

SETTING DATE/TIME

IT IS NECESSARY TO SET THE DATE AND TIME FOR THE MONITOR EVERY TIME BATTERIES ARE INITIALLY INSTALLED OR REPLACED.

DATE AND TIME WILL DEFAULT TO FACTORY SETTINGS, 12:00 A.M. 1M 1D, IF YOU DO NOT CHOOSE TO SET THE CORRECT INFORMATION.

1. When the unit is off, press and release both the  and **M** button at the same time. The month will begin to flash, Fig. 1.
2. Press the **M** button to change until the desired number appears. To scroll through the numbers quicker, hold down the M button as the numbers advance.
3. Press the  **POWER** button to confirm the month entry.
4. Next, the date will blink. Repeat steps 2 and 3 to set the date, then hours, then minutes. This unit does not track the year.
5. After setting the minutes, the unit will automatically exit out of the date/time setting mode.




Fig. 1

When the monitor is off, the date and time will still appear at the top of the screen.

Time is displayed in 24hr Military Time. This chart explains the time conversion.

MILITARY TIME = REGULAR TIME

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am

APPLYING YOUR BLOOD PRESSURE CUFF

PROPER CUFF FIT AND PLACEMENT IS CRITICAL IN OBTAINING ACCURATE BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND CONSIDER CONSULTING WITH YOUR PHYSICIAN FOR FURTHER DIRECTION.

Before applying your blood pressure cuff, be sure you have selected the appropriate size cuff.

To determine the proper cuff size, measure the circumference of your left upper arm at the point midway between inside bend of your elbow and your shoulder, Fig 1.

Adult Cuff fits arm circumference 11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm)

Additional cuff sizes are available for order on the enclosed order form.

If for any reason you are unable to or should not use your left arm, please modify the instructions for cuff application to your right arm. Your physician can help you identify which arm is best for you to take measurements from.

1. The cuff should not be plugged into the monitor until after the cuff is applied to your arm.
2. Remove any constrictive clothing or jewelry that may interfere with cuff placement.
3. Be seated at a table or desk with your feet flat on the floor and legs uncrossed.
4. Position the cuff on a solid surface with the tubing facing up and away from you. The metal ring/bar on the cuff should be to the left of the tubing.




Fig. 1

APPLYING YOUR BLOOD PRESSURE CUFF

5. Open the cuff by pulling or rolling the bottom of the cuff to the right, Fig 2. This should open the cuff without fully unrolling it, creating a cylinder. Do not extend the cuff beyond the metal bar.
6. Insert your left arm into the created cuff cylinder. Position the index mark Φ over the main artery on the inside of your arm, Fig 3, 4.
7. The bottom edge of the cuff should be positioned approximately one inch above the elbow joint, Fig 5.
8. The cuff should fit comfortably, yet snugly around your arm. You should be able to insert one finger easily between your arm and the cuff.

The cuff size is suitable for use when the vertical index mark Φ is within the horizontal OK range. A different size cuff is needed if the 'index' mark is outside the OK range.

If you are not comfortable with applying your cuff, please seek the assistance of another member of your household or work with your physician to practice the cuff application. Incorrectly applied cuffs may result in inaccurate readings.



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

TAKING YOUR BLOOD PRESSURE READING

Please read the preceding portions of this manual prior to taking your first reading.

Reminder, it is important to avoid smoking, eating, taking medication, alcohol consumption or physical activity 30 minutes prior to taking a reading.




Fig. 1

1. Position the monitor on a flat, stable surface with the digital display in view.
2. Insert the cuff tubing connector into the port on the left side of your monitor, Fig 1.
3. Rest your elbow on a solid surface with your palm facing upward. Elevate your arm so that the cuff is at the same level as your heart, Fig 2. Relax your left hand.
4. Press the **POWER** button to turn the unit on; the display will illuminate and the unit will run a self-test, Fig 3.
5. The display will show the current memory bank in use, U1 or U2, Fig 4. Press the M button to select a different memory bank if desired.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

TAKING YOUR BLOOD PRESSURE READING

YOU CAN STOP THE INFLATION OR DEFLATION PROCESS AT ANY TIME BY PRESSING THE START/POWER BUTTON.

6. The unit will briefly display the last reading value for that memory bank. If there is no previous measurement, the unit will display '0' for all of the reading values, Fig 5.
7. The cuff will automatically inflate to approximately 190mmHg or 40 mmHg higher than the last systolic pressure reading stored in memory.
8. When the inflation has reached optimum level, the display will begin to show the decreasing pressure while you feel the pressure of the cuff decrease.
9. When the measurement is complete your blood pressure measurement and pulse will display simultaneously on the screen, Fig 6. Both the systolic and diastolic readings will display at the same time.
10. The Hypertension Indicator will indicate your reading range in the left side of the display, Fig 7. See page 16 for a chart interpreting the Hypertension Indicator results.
11. If an irregular heartbeat was detected during the reading, the Irregular Heartbeat Detector will appear on the display, Fig 7. See page 15 for more information on the Irregular Heartbeat Detector feature.
12. The results will automatically be stored in the memory bank selected before the measurement, up to 60 readings.
13. Select **POWER** to turn the unit off and conserve energy and battery life. The unit will automatically shut-off and revert to time/date mode after approximately 1 minute.
14. Disconnect the cuff and tubing from the monitor prior to storing.



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

INTERPRETING YOUR RESULTS

Irregular Heartbeat Detection ‹♥›

An irregular heartbeat is defined as a heartbeat rhythm that is more than 25% slower or 25% faster than the average measurement detected while the monitor is conducting the measurement. When this device detects an irregular rhythm two or more times during the reading, the IHB symbol will appear on the display screen.

This monitor will operate if the icon appears, but the results may be compromised, especially if this symbol appears often. Please consult with your physician or trained healthcare professional for further information regarding an irregular heartbeat and if this symbol appears frequently.



INTERPRETING YOUR RESULTS

Hypertension Indicator

This unit features our unique Hypertension Indicator. The World Health Organization has established globally accepted standards for the assessment of high or low blood pressure.

This chart can help you identify where your blood pressure measurements fall according to WHO classification standards. This chart should only be considered as a guideline; always consult with your physician to interpret your individual results. Never adjust your medication(s) dosage, or severely alter your diet or exercise routine without consulting with your physician.



The Hypertension Indicator is located on the left side of the display window

Stage 3 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 180 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 110 mmHg

High Normal

Systolic pressure: ≥ 130 -139 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 85 -89 mmHg

Stage 2 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 160 -179 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 100 -109 mmHg

Normal

Systolic pressure: ≥ 120 -129 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 80 -84 mmHg

Stage 1 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 140 -159 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 90 -99 mmHg

Optimal

Systolic pressure: < 120 mmHg
or
Diastolic pressure: < 80 mmHg

MEMORY FUNCTION-RECALL

Recalling Measurements in Memory

This monitor stores and recalls up to 60 measurements per memory bank, 120 total, plus an average of the last three measurements in each bank. These measurements can be shared with your physician or trained healthcare professional.

1. Press and release the **M** (MEMORY) button. The display will illuminate and show the last memory bank used, U1 or U1, and the number of measurements in that bank, Fig 1. Press the **POWER** button if you wish to select a different memory bank.
2. Press the M button again to review the saved measurements. The first reading displayed is the average of the last three measurements in that bank, Fig 2.
3. Press the M button again to scroll through all of the measurements. Each measurement will indicate the date and time taken, the measurement and pulse reading, Hypertension Indicator results and Irregular Heartbeat if present, Fig 3.
4. After you've scrolled through all the readings, the unit will automatically turn off.

When the number of readings exceeds 60, the oldest data will be replaced with the new record.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

MEMORY FUNCTION – CLEARING READINGS

Clearing Measurements from Memory

1. Press and release the **M** (MEMORY) button. The unit will display how many measurements are stored within the bank.
2. Select the desired user bank to clear by pressing the **⏻ POWER** button to switch between U1 and U2.
3. Press and release the **M** (MEMORY) button two times to advance to the first measurement in the bank.
4. When the first measurement is on the display (indicated by the 01 at the lower left of the screen), Fig. 1, press and hold the **M** (MEMORY) button until two horizontal lines flash, Fig. 2. This indicates that all measurements have been erased.




Fig. 1




Fig. 2

REMINDER: WHEN USING AN AC ADAPTER, IT IS RECOMMENDED THAT BATTERIES ARE ALSO INSTALLED IN ORDER TO PRESERVE THE DATE AND TIME SETTINGS WHEN THE MONITOR IS NOT PLUGGED IN TO A POWER SOURCE.

CARE & MAINTENANCE

Proper care and maintenance of your blood pressure monitor will help ensure long life for the product; improper use of the monitor may void the included warranty.

Always disconnect the cuff and tubing from the monitor prior to cleaning and storage.

Monitor Care and Maintenance

- Do not use any liquids on the monitor; use a soft, dry cloth to clean the monitor as needed
- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); humidity: ≤90% RH
- Do not store in direct sunlight
- Always keep the unit unplugged while not in use; remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time
- Do not attempt to disassemble your monitor; disassembling your monitor may void the manufacturers warranty
- Do not subject the monitor to strong shocks; take care not to drop the monitor
- With proper care, the monitor will maintain performance for a minimum of 10,000 measurements or three years
- No component of this device can be maintained by the user; the circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instruction or other information which will assist the user's appropriately qualified technical personnel to repair those parts of equipment which are designated repairable can be supplied
- It is recommended that monitor performance be reviewed every two years or after service or repair; please contact your service provider or call Customer Care

CARE & MAINTENANCE

Cuff Care and Maintenance

- The cuff should not be submerged or washed in a washing machine, but may be spot cleaned with a mild-detergent as needed
- Clean the cuff thoroughly after every 200 uses or more frequently as needed
- To disinfect the cuff, wipe the inside (skin contact side) of the cuff lightly moistened with 70-90% ethyl rubbing alcohol and allow to air dry; it is suggested to disinfect the cuff frequently when used in clinical settings or if the cuff is contaminated in any way
- Never attempt to iron or dry the cuff; if the cuff becomes wet, allow the cuff to air dry completely before use or storage
- With proper care, the cuff will maintain performance for a minimum of 1000 measurements

DEVICE & LABEL SYMBOLS

These symbols may appear on your device, instructions or packaging and may vary by make and model.

Symbol	Meaning
	Read This Manual—All included manuals should be read prior to first use
	Warning—Symbol indicates a warning, prohibition or mandatory action that mitigates a risk that is not necessarily obvious to the device operator
	Type BF Applied Parts—Indicates that a part of this unit comes in contact with the patient in order to carry out it's intended function; in the case of this device the cuff is the Type BF Applied Part
	Environment Protection—dispose of this product properly; consult with your local recycling ordinances for proper recycling and disposal
	Keep Dry—This device should be kept dry; never submerge the unit or cuff. Consult with the Care and Maintenance section of this manual for information on cleaning your monitor
	Polarity Symbol—Polarity of D.C. power connector; note connector may not be included with this device but is available for purchase with the included form

DISPLAY SYMBOLS

Symbol	Meaning
SYS	Systolic Blood Pressure– The 'top' blood pressure result
DIA	Diastolic Blood Pressure– The 'bottom' blood pressure result
mmHg	Milligrams of Mercury– Unit of blood pressure measurement for this device
Pulse/ min	Pulse Rate– Pulse rate per minute during the measurement
	Low Battery– Battery life indicator
	Pulse Rate– Pulse rate per minute
	Ready to Inflate Indicator– The cuff is not properly wrapped or has too much air left in it. The arrow will stop flashing when the unit is ready to use
	Measurement Error– A measurement error has occurred and the measurement should be attempted again.
	Irregular Heartbeat Icon– An irregular heartbeat was detected during the measurement
	Memory– The measurement displayed is from the memory bank
	Average– The measurement displayed is average of the last three measurements taken
	Error– An error has occurred during the measurement
	User– Indicates which user the measurement will be stored for

ERROR CODES & TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Display shows an abnormal result	Cuff position was not correct or was not tight enough	Apply the cuff properly and attempt a new measurement
	Body posture was not correct during measurement	Review the 'Taking a Measurement' portion of this manual and attempt a new measurement
	Speaking, excessive movement, angry, excited or nervous anxiety during measurement	Wait a period of time and attempt a new measurement after calm has returned; do not speak or move during measurement
Display is blank when power is on	Batteries may be expired or installed improperly	Check the polarity of the batteries and reinstall if necessary; replace batteries with new batteries
Display Shows Er 0	Pressure system is unstable before measurement	Review the 'Taking a Measurement' portion of the manual, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement.
Display Shows Er 1	Failed to detect systolic pressure	
Display Shows Er 2	Failed to detect diastolic pressure	
Display Shows Er 3	Pneumatic system blocked or cuff is too tight during inflation	Review the Applying Cuff portion of this manual; re-apply the cuff, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement.
Display Shows Er 4	Pneumatic system leakage or cuff is too loose during inflation	
Display Shows Er 5	Cuff pressure above 300 mmHg	Check that the cuff is applied properly, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement. If the monitor still does not perform or performs abnormally, contact Customer Care
Display Shows Er 6	Cuff pressure above 15 mmHg for more than 3 minutes	
Display Shows Er 7	EEPROM accessing error	
Display Shows Er 8	Device parameter checking error	
Display Shows Er A	Pressure sensor parameter error	

If your error persists or is not remedied, please contact Customer Care at 866-326-1313

FCC STATEMENT

NOTE:

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for Canada only)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 1
For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

<i>Emission Test</i>	<i>Compliance</i>	<i>Electromagnetic Environment Guidance</i>
RF emissions CISPR 11	Group 1	This monitor uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. This monitor is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not Applicable	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Not Applicable	

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 2
For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic immunity

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

<i>Immunity Test</i>	<i>IEC 60601 Test Level</i>	<i>Compliance Level</i>	<i>Electromagnetic Environment Guidance</i>
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of this monitor requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that this monitor be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 3

For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

<i>Immunity Test</i>	<i>IEC 60601 Test Level</i>	<i>Compliance Level</i>	<i>Electromagnetic Environment Guidance</i>
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of this monitor, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,5 \text{ GHz}$ Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,* should be less than the compliance level in each frequency range.** Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m	

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

* Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which this monitor is used exceeds the applicable RF compliance level above, this monitor should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating this monitor.

** Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 4

For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and this monitor

This monitor is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of this monitor can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and this monitor as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter <i>W</i>	Separation distance according to frequency of transmitter <i>m</i>		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance <i>d</i> in meters (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where <i>P</i> is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

PRODUCT SPECIFICATIONS

NAME	Jumbo Screen Premium Digital Blood Pressure Arm Monitor
MODEL NUMBER	01-514
DISPLAY SYSTEM	Digital display/LCD
MEASUREMENT METHOD	Oscillometric
POWER SOURCE	4 x 1.5V  SIZE AA, DC 6V 600mA
BATTERY LIFE	Approximately 270 measurements
MEASURING RANGE	Diastolic: 40-199 mmHg; Systolic: 60-260 mmHg Pulse: 40-180 beats/minute
ACCURACY	Pressure: ± 3 mmHg Pulse: $\pm 5\%$ of reading
INFLATION	Pump Drive
DEFLATION	Automatic Pressure Release Valve
MEMORY	Built-in memory enabling display of up to 60 measurements per bank; 120 total measurements
AUTOMATIC SHUT-OFF	Approximately 1 minute after last button operation
OPERATION ENVIRONMENT	Temperature 41°F – 104°F (5°C – 40°C) Humidity $\leq 90\%$
STORAGE ENVIRONMENT	Temperature -4°F – 131°F (-20°C – 55°C) Humidity $\leq 90\%$
MONITOR DIMENSIONS	4-1/8" x 6-3/4" x 2-3/4"
WEIGHT	10.4 oz. (without batteries)
CUFF ARM CIRCUMFERENCE	Adult size cuff fits arm circumference: 11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm)
ACCESSORIES	Cuff, detailed guidebook, quick start guide, blood pressure log, four "AA" batteries, storage case
OPTIONS	Small adult size cuff fits arm circumference: 8-5/8" - 11-3/4" (22-30 cm), Large adult size cuff fits arm circumference: 16-1/4" - 18-7/8" (42-48 cm)
(AVAILABLE SEPARATELY)	AC Adapter

Specifications are subject to change without notice

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Congratulations on your purchase of a Digital Blood Pressure Monitor. Your Digital Blood Pressure Monitor is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The warrantor warrants that its Digital Blood Pressure Monitor will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for as long as the original purchaser owns the product.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Digital Blood Pressure Monitor for commercial purposes or subjecting the Digital Blood Pressure Monitor to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Veridian, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Digital Blood Pressure Monitor.

If the Digital Blood Pressure Monitor fails to conform to this limited warranty, return the Digital Blood Pressure Monitor postage prepaid to: **Veridian Healthcare, Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.



Digital de Lujo Para la Presión Arterial Monitor

Modelo 01-514




MANUAL DE INSTRUCCIONES • ESPAÑOL


¡ALTO!
ASEGÚRESE DE TENER LA TOTALIDAD DE LOS
SIGUIENTES COMPONENTES ANTES DE USAR SU
MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL



Monitor Digital




El Brazaletes para
Adultos



4 Baterías Tipo AA



Estuche



Manual Detallado
Guía de Referencia Rápida
Registro de Presión Arterial
Preguntas con Frecuencia Hechas
Forma de Orden

**SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS, INCLUIDOS LOS INSERTOS
O LOS MANUALES DE INSTRUCCIONES, NO HAGA LA DEVOLUCIÓN
EN EL LUGAR DONDE EFECTUÓ LA COMPRA. COMUNÍQUESE CON
ATENCIÓN AL CLIENTE AL TELÉFONO 866-326-1313.**

CONTENIDO

Sobre cuidado y seguridad	36-37
Introducción	38
Funciones del monitor digital de presión arterial	39
Cómo comenzar.....	40
Colocación y reemplazo de las baterías.....	41
Ajuste de fecha y hora	42
Colocación del brazalete	43-44
Tomando sus medidas	45-46
Interpretación de los resultados.....	47-48
Función de memoria	49-50
Cuidado y mantenimiento	51-52
Dispositivo y símbolos de la etiqueta.....	53
Símbolos visualizados	54
Códigos de error y solución de problemas	55
Declaración de la FCC.....	56
Compatibilidad electromagnética	57-60
Especificaciones del producto	61
Garantía	62

Línea de ayuda gratuita de asistencia al cliente: 1-866-326-1313
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 (hora central del Este)



Distribuido por:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Hecho en China
#93-1058 09/14
©2014 Veridian Healthcare, LLC

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADO Y SEGURIDAD

NOTA: Lea todas las instrucciones e insertos incluidos con este monitor cuidadosamente antes de usar. Las siguientes precauciones básicas son necesarios cuando se utiliza un aparato eléctrico.

PRECAUCIÓN: Si no se leen y respetan todas las precauciones podrían provocarse lesiones personales o daños al equipo.

El cuidado o uso inadecuado del monitor digital puede ocasionar lesiones, daños a la unidad, o resultar en un tratamiento ineficaz. Si sigue estas instrucciones, se garantizará la eficacia y la vida útil prolongada del monitor de presión arterial.



PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS

- Consulte los resultados de la medición con su médico o profesional de atención médica; nunca se auto diagnostique, ni intente un tratamiento, ya que esto puede ser peligroso
- Uso destinado únicamente para adultos; este dispositivo no está aprobado para uso infantil
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- No use la unidad si tiene alguna parte dañada, si ha sido sumergida en agua o si el brazalete se ha caído
- Si ocurre alguna anomalía, deje de usar hasta que la unidad haya sido examinada y reparada
- Utilice solamente los aditamentos y accesorios incluidos; no utilice aditamentos de otros modelos o marcas
- No comparta el brazalete con una persona infectada
- Este monitor puede no ser apropiado para personas con arritmia grave; Consulte con su médico para monitor adecuado uso y evaluación.
- Compruebe la circulación de la sangre del usuario antes de la medición
- No desarme la unidad, ni intente repararla, la sustitución de un componente diferente al administrado puede provocar error en la medición y anulará la garantía del fabricante
- Siga siempre los reglamentos locales para desechar correctamente el medidor, la manga y las baterías



INFORMACIÓN SOBRE CUIDADO Y SEGURIDAD



PRECAUCIONES DE OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS

- La inflación excesiva prolongada puede provocar congestión, inflamación o hematomas en algunas personas
- Espere un mínimo de 2 minutos entre cada medición (se recomienda 20 minutos); mediciones frecuentes excesivas pueden restringir la circulación de la sangre
- No use este dispositivo mientras está conectado a ningún equipo de monitoreo en la misma extremidad
- Consulte con su profesional de la salud sobre la orientación de uso Si usted tiene cualquiera de los siguientes: derivación intravascular; mastectomía en el coresponding del brazo hacia el lado de la medición del cuerpo
- Si siente cualquier molestia u ocurre una anomalía, suspenda inmediatamente el uso del dispositivo; para detener el dispositivo durante la operación, presione el botón de (POWER) y el brazalete se desinflará automáticamente
- La operación fuera de la temperatura de operación establecida puede causar error en la medición o la mala función del dispositivo; la temperatura ambiente de operación es: 50°F – 104°F (10°C – 40°C); humedad: ≤90% RH.
- Nunca use esta unidad mientras esté en un vehículo en marcha ni en la bañera o la ducha



PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS

- El almacenamiento fuera de la temperatura de almacenamiento establecida puede causar error en la medición o el mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura ambiente de operación es: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); humedad: ≤95% RH
- Mantenga la unidad lejos del alcance de los niños pequeños
- Siempre mantenga la unidad desconectada mientras no se usa, retire las pilas de la unidad si no se usará por un largo periodo de tiempo



PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS

- Nunca sumerja la unidad en el agua para limpiarla, ya que esto podría dañarla
- Siga la sección de "limpieza y mantenimiento" de este manual para conocer las instrucciones acerca de cómo limpiar y cuidar su monitor

INTRODUCCIÓN

El warrantor le recomienda procurar primero el asesoramiento y las recomendaciones de su médico o profesional de cuidados médicos cuando utilice dispositivos de diagnóstico en el hogar, incluidos monitores de presión arterial.


Los monitores automáticos digitales de presión arterial emplean el método oscilométrico para medir la presión arterial electrónicamente. El monitor detecta el movimiento de la sangre por la arteria de su brazo y convierte dichos movimientos en una lectura digital. El método oscilométrico no requiere de un estetoscopio; con lo cual, el equipo resulta ideal para uso doméstico

Las lecturas de la presión arterial determinadas con este dispositivo son equivalentes a las mediciones obtenidas por un profesional de cuidados médicos capacitado mediante el método de auscultación con brazalete/estetoscopio, dentro de los límites prescritos por la norma nacional estadounidense para esfigmomanómetros electrónicos o automatizados (American National Standard for Electronic or automated Sphygmomanometers).

Muchas gracias por adquirir un monitor automático digital de presión arterial. Con el cuidado y uso adecuados, el monitor le brindará muchos años de lecturas confiables.

SÍRVASE LEER TODA ESTA GUÍA ANTES DE OPERAR LA UNIDAD.

FUNCIONES DEL MONITOR DIGITAL



LOS DETALLES DEL VISOR Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS ESTÁN INCLUIDOS EN ESTE MANUAL.

CÓMO COMENZAR

Antes de tomarse la presión

1. Sus lecturas sólo deben ser interpretadas por su médico o profesional de cuidados médicos con acceso a su historia clínica individual. El uso periódico de un monitor en el hogar le permitirá rastrear y registrar sus lecturas para comentarlas con su médico.
2. Tómese la presión en un lugar tranquilo y sentado en una posición relajada. Descanse durante 15 minutos antes de tomarse la presión. Si se produce un error o si desea tomar una segunda lectura, deje transcurrir 15 minutos entre lecturas para que sus vasos sanguíneos se normalicen.
3. Evite fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol, hacer actividad física o cualquier otra actividad estresante 30 minutos antes de tomarse la presión.
4. Quítese siempre las joyas o indumentaria apretada que pudiese interferir en la colocación del brazalete.
5. Manténgase quieto usted y el monitor durante la medición; no hable durante la lectura.
6. Se recomienda tomarse la presión a la misma hora todos los días para controlar mejor las indicaciones en sus resultados.
7. Registre su medición diaria en la planilla que se incluye o en algún otro documento escrito para compartirla con su médico.

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA / ALIMENTACIÓN DE C.A.

Esta unidad viene completa con 4 baterías tipo AA.

Se será necesario cambiar las baterías cuando se presente el símbolo de Batería Baja en el visor, o cuando no se encienda el visor después de haber pulsado el botón de encendido (POWER). 

Reemplazo de la Batería, Fig. 1

1. Presione hacia abajo para levantar la tapa
2. Inserte o cambie 4 baterías tipo AA en el compartimento de baterías; asegúrese de que coincidan los símbolos de polaridad indicados. Use siempre baterías nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. Se recomienda quitar las baterías si la unidad no se va a usar por un período de tiempo prolongado.




Fig. 1

Adaptador de alimentación de c.a.

Hay un adaptador de c.a. disponible por separado, para funcionamiento sin baterías. El adaptador de c.a. se enchufa en el costado de la unidad, según se indica en la Fig. 2.

Recuerde tomar precauciones de seguridad eléctrica guiadas por el sentido común mientras use el adaptador.

Para efectuar el pedido de un adaptador de c.a., vea el formulario de pedido que se adjunta.




Fig. 2

Adaptador de c.a. Salida: 6V de c.a., 600mA

AJUSTE DE FECHA Y HORA

ES NECESARIO AJUSTAR LA FECHA Y HORA DEL MONITOR CUANDO SE COLOCAN LAS BATERÍAS POR PRIMERA VEZ O CADA VEZ QUE SE LAS REEMPLAZA.

SI USTED NO ELIJE AJUSTAR LA INFORMACIÓN CORRECTA, LA FECHA Y LA HORA INDICADA SERÁ LA DETERMINADA POR DEFECTO POR EL FABRICANTE: 12:00 A.M. 1M 1D.

1. Con la unidad apagada, pulse y libere simultáneamente los botones de **y** de **M**. Comenzará a parpadear el mes, Fig. 1.
2. Pulse el botón de **M** para cambiar el número hasta que se visualice el número deseado. Si desea que los números pasen más rápido, mantenga pulsado el botón de **M** mientras avanzan los números.
3. Pulse el botón de **y** para confirmar el ingreso del mes.
4. A continuación, parpadeará la fecha. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la fecha; después las horas, luego los minutos.
5. Una vez ajustados los minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo de ajuste de fecha/hora.




Fig. 1

Aunque el monitor esté apagado, seguirán visualizándose la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla.

La hora se presenta en formato militar de 24 horas. Esta planilla explica la conversión de la hora.

HORA FORMATO MILITAR = HORA FORMATO ESTÁNDAR

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am

COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

ES MUY IMPORTANTE EL AJUSTE Y LA COLOCACIÓN ADECUADA DEL BRAZALETE PARA OBTENER MEDICIONES PRECISAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL. LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICACIONES Y CONSULTE CON SU MÉDICO PARA MÁS INSTRUCCIONES.

Antes de colocarse el brazalete de presión arterial, asegúrese de haber seleccionado el tamaño de brazalete adecuado:

Para determinar el tamaño correcto, mida la circunferencia de su brazo superior izquierdo en la curva situado a mitad del camino del interior del punto en medio de su codo y de su hombro, Fig 1.

El brazalete para adultos se adapta a una circunferencia de brazo de entre 11-3/4" y 16-1/2" (de 30 a 42 cm)




Fig. 1

Hay disponibles otros brazaletes para efectuar el pedido en el formulario de pedido que se adjunta.

Si, por cualquier motivo, usted no puede o no debe usar su brazo izquierdo, modifique las instrucciones para la colocación del brazalete en el brazo derecho. Su médico puede ayudarlo a identificar el brazo que le resulte mejor para tomarse la presión.

1. No debe enchufar el brazalete al monitor mientras no esté colocado en el brazo.
2. Quítese cualquier indumentaria apretada o joya que pudiese interferir en la colocación del brazalete.
3. Permanezca sentado a una mesa o escritorio, con los pies planos sobre el suelo.

COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

- Coloque el brazalete sobre una superficie sólida, con los tubos hacia arriba y lejos de usted. El aro/barra de metal del brazalete debe quedar a la izquierda de los tubos.
- Abra el brazalete tirando o desenrollando la parte inferior del brazalete hacia la derecha, Fig. 2, para que se abra el brazalete sin tener que desenrollarlo totalmente, creando un cilindro. No extienda el brazalete más allá de la barra de metal.
- Inserte el brazo izquierdo en el cilindro creado por el brazalete. Posicione la marca Φ sobre la arteria principal, del lado interno del brazo, Fig. 3, 4.
- El borde inferior del brazalete debe quedar posicionado aproximadamente a una pulgada sobre la articulación del codo, Fig. 5.
- El brazalete debe sentirse cómodo, aunque bien ajustado, alrededor del brazo. Se debe poder insertar fácilmente un dedo entre el brazo y el brazalete.

El tamaño del brazalete es adecuado para uso cuando la marca vertical de "índice" Φ se encuentra dentro del rango horizontal aceptable. Se necesitará un tamaño diferente de brazalete cuando la marca de "índice" quede fuera del rango aceptable.

Si no se siente cómodo al colocarse el brazalete, procure la ayuda de otro integrante de la familia o practique la colocación del brazalete con su médico. La colocación incorrecta del brazalete dará como resultado lecturas inexactas.



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

TOMA DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL

Lea las partes precedentes de este manual antes de tomarse la presión arterial por primera vez.

Recuerde: es importante evitar fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol o realizar actividad física 30 minutos antes de tomarse la presión.




Fig. 1

1. Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable, con el visor digital a la vista.
2. Inserte el conector de tubos del brazalete en el puerto que se encuentra del lado izquierdo del monitor, Fig. 1.
3. Su codo debe descansar en una superficie sólida, con la palma de la mano hacia arriba. Eleve el brazo, de manera tal que el brazalete y su corazón se encuentren alineados, Fig. 2. Deje su mano izquierda relajada.




Fig. 2

4. Pulse el botón de encendido **POWER** para encender la unidad, que ejecutará una prueba automática, Fig. 3.
5. La pantalla mostrará el banco de memoria actualmente en uso, U1 ó U2, Fig. 4. Presione el botón **M** para seleccionar un banco de memoria distinto si lo desea.
6. La unidad visualizará brevemente el último valor de lectura de ese banco de memoria. Si no hay una medición anterior, en la pantalla se indicará '0' para todos los valores de lectura, Fig. 5.
7. El brazalete se inflará automáticamente hasta alcanzar aproximadamente 190 ó 40 mmHg más que la última lectura de presión sistólica almacenada en la memoria.
8. Cuando el proceso de inflado haya alcanzado su nivel óptimo, la pantalla comenzará a mostrar la presión en disminución y usted sentirá cómo se reduce la presión en el brazalete.




Fig. 3




Fig. 4

TOMA DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL

PARA INTERRUPIR EL PROCESO DE INFLADO O DESINFLADO EN CUALQUIER MOMENTO, PRESIONE EL BOTÓN POWER.

9. La medición de presión arterial y pulso se visualizará simultáneamente en la pantalla, Fig. 6. Tanto los valores de presión sistólica como diastólica se presentarán simultáneamente.
10. El indicador de hipertensión mostrará el rango de lecturas en la parte izquierda de la pantalla, Fig. 7. Para una planilla de interpretación de los resultados del indicador de hipertensión, consulte la página 46.
11. Si se detectó un latido irregular durante la lectura, en la pantalla se presentará el detector de latidos irregulares, Fig. 7. Para mayor información acerca de la función del detector de latidos irregulares, consulte la página 45.
12. Los resultados se almacenarán automáticamente en el banco de memoria seleccionado antes de la lectura, hasta 60 lecturas.
13. Presione **POWER** para apagar la unidad y ahorrar energía y la vida útil de las baterías. La unidad se apagará automáticamente y volverá al modo de fecha/hora después de aproximadamente 1 minuto.
14. Desconecte el brazalete y los tubos del monitor antes de guardarlo.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7


COMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS

Detector de Ritmo Cardíaco Irregular (♥)


Un ritmo cardíaco irregular se define como un ritmo cardíaco 25% más lento o 25% más rápido que la medición promedio detectada mientras el monitor lleva a cabo la medición. Cuando este dispositivo detecta un ritmo cardíaco irregular en dos o más ocasiones durante la lectura, aparecerá el símbolo IHB en la pantalla.

Este monitor operará si aparece el icono, pero los resultados podrían verse afectados, especialmente si dicho símbolo aparece con mucha frecuencia. Por favor, consulte con su médico o profesional de la salud capacitado si este símbolo aparece con frecuencia, a fin de obtener más información acerca de un ritmo cardíaco irregular.

Ritmo cardíaco normal



Ritmo cardíaco irregular



COMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS

Indicador de hipertensión

Esta unidad cuenta nuestro indicador único Hypertension. La Organización Mundial de la Salud ha establecido normas aceptadas a nivel mundial para la evaluación de las lecturas de la presión arterial alta o baja

Esta tabla puede ayudarle a identificar cuando una medición de la presión arterial determinada entra de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud. Esta tabla sólo debe considerarse como un guideline; Siempre consulte a su médico para interpretar sus resultados individuales. Nunca ajuste la dosis del medicamento(s) o severamente modificar su dieta o rutina de ejercicios sin consultar con su médico.



El indicador de hipertensión es localizado en el sector derecho del visor

 Grado 3 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 180 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 110 mmHg	 Alta Normal Presión arterial sistólica: ≥ 130 -139 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 85 -89 mmHg
 Grado 2 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 160 -179 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 100 -109 mmHg	 Normal Presión arterial sistólica: ≥ 120 -129 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 80 -84 mmHg
 Grado 1 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 140 -159 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 90 -99 mmHg	 Óptima Presión arterial sistólica: < 120 mmHg or Presión arterial diastólica: < 80 mmHg

FUNCIÓN DE MEMORIA – MEMORIZACIÓN

Memorización de mediciones en la memoria

Esta unidad almacena y memoriza un máximo de 60 mediciones totales por cada banco de memoria; 120 en total, más un promedio de las últimas tres mediciones en cada banco. Estas mediciones las puede compartir con su médico o profesional capacitado para el cuidado de la salud.




Fig. 1

1. Presione y libere el botón **M** (MEMORIA). La pantalla se iluminará y mostrará el último banco de memoria utilizado, U1 ó U1, y el número de mediciones en dicho banco, Fig. 1. Presione el botón **POWER** para seleccionar un banco de memoria distinto.
2. Presione el botón **M** otra vez para revisar las mediciones que están almacenadas. La primera lectura visualizada es el promedio de las últimas tres mediciones, Fig. 2.
3. Presione el botón **M** de nuevo para comenzar a desplazarse a través de todas las mediciones. Cada medición indicará la fecha y hora de cuando fue tomada, la medición y la lectura del pulso, los resultados del indicador de hipertensión y latidos irregulares, si aplica, Fig. 3.
4. Luego de haberse desplazado a través de todas las lecturas, la unidad se apagará automáticamente.

Cuando el número de lecturas excede las 60, las más antiguas serán reemplazadas por el nuevo registro.




Fig. 2



Fig. 3

FUNCIÓN DE MEMORIA – BORRADO DE MEDICIONES

Borrado de mediciones de la memoria

1. Presione y libere el botón **M** (MEMORIA). La unidad mostrará la cantidad de mediciones almacenadas en el banco.
2. Seleccione el banco de usuario deseado para borrar presionando el botón de inicio **⏻** **POWER** para alternar entre U1 y U2.
3. Presione y libere el botón **M** dos veces para avanzar a la primera medición en el banco.
4. Cuando la primera medición aparece en la pantalla (indicada por el 01 en la parte inferior izquierda de la pantalla) Fig. 1, presione y mantenga presionado el botón **M** hasta que dos líneas horizontales parpadeen, Fig. 2. Esto indica que se han borrado todas las mediciones.




Fig. 1




Fig. 2

AL USAR EL ADAPTADOR DE LA CA, SE RECOMIENDA QUE LAS BATERÍAS TAMBIÉN ESTÁN INSTALADAS PARA PRESERVAR LOS AJUSTES DE FECHA Y DE LA HORA CUANDO EL MONITOR NO SE ENCHUFA A UNA FUENTE DE ENERGÍA.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MONITOR

El buen cuidado y mantenimiento de su medidor de presión ayudará a asegurar la larga vida útil del producto. El uso inadecuado del medidor puede invalidar la garantía incluida.

Siempre desconecte la manga del medidor antes de limpiarlo y almacenarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR

- No use ningún líquido para limpiar el medidor. Use un paño suave y seco para limpiarlo según sea necesario.
- Almacenar el medidor a temperaturas de almacenamiento que excedan las establecidas puede ocasionar errores o mal funcionamiento. La temperatura de almacenamiento recomendada es: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); Humedad: ≤90% R
- No almacene en la luz solar directa
- Mantenga siempre la unidad desconectada cuando no esté en uso. Retire las baterías si no planea usar el medidor durante un lapso prolongado.
- No trate de desarmar su medidor, ya que ello podría invalidar la garantía del fabricante.
- No someta el medidor a golpes fuertes y no lo deje caer
- Con el cuidado apropiado, el monitor mantendrá el rendimiento para un mínimo de 10.000 mediciones o tres años
- Ningún componente de este dispositivo puede ser mantenida por el usuario; los esquemas, listas de parte de componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información que ayudará a personal técnico debidamente cualificado del usuario para reparar las partes del equipo que se señalan son reparables puede ser suministrado
- Se recomienda que el monitor de rendimiento revisarse cada dos años o después de servicio o reparación. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio o llame a atención al cliente

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MONITOR

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA MANGA

- No sumerja la manga ni la lave en lavadora. Limpie las manchas con un detergente suave según sea necesario.
- Limpiar el manguito completamente después de cada 200 utiliza o más frecuentemente como sea necesario
- No trate de planchar o secar la manga. Si se humedece, deje que se seque con el aire completamente antes de usarla o almacenarla; se sugiere que el brazaletе limpiarse una vez al mes si el deviceд es utilizado diariamente
- Para desinfectar el brazaletе, limpie el interior (lado de contacto de la piel) del brazaletе ligeramente humedecido con 70-90% etílico alcohol para frotar y secar al aire; se sugiere para desinfectar el brazaletе con frecuencia cuando se utiliza en entornos clínicos o si el manguito está contaminado de ninguna manera
- No trate de retirar el tubo y la bolsa de aire de la manga de nylon, ya que esto podría dañarla.
- Trate de no doblar el tubo de manera forzada ni torcerlo durante el almacenamiento.
- Con el cuidado apropiado, el brazaletе mantendrá el rendimiento para un mínimo de 1000 mediciones

DISPOSITIVO Y SÍMBOLOS DE LA ETIQUETA

Estos símbolos pueden aparecer en tu dispositivo, las instrucciones o empaquetado y pueden variar según la marca y modelo.

Símbolo	Significado
	Lea este Manual — todos los manuales incluidos deben leerse antes del primer uso
	ADVERTENCIA—indica una advertencia, prohibición o acción obligatoria que mitiga el riesgo de que no es necesariamente evidente para el operador del dispositivo
	Type BF aplicado partes — indica que una parte de esta unidad entra en contacto con el paciente para realizarlo ha destinado función; en el caso de este dispositivo el brazalete es la parte aplicada de tipo BF
	Protección del medio ambiente — desechar este producto correctamente; Consulte con sus reciclaje las ordenanzas locales para el reciclaje y la eliminación
	Mantenga seco — este dispositivo debe mantenerse seco; Nunca sumerja la unidad o el puño. Consulte con la sección de cuidado y mantenimiento de este manual para obtener información sobre la limpieza de su monitor
	Símbolo de polaridad— conector de alimentación de la polaridad de D.C.; Nota conector puede no estar incluido en este dispositivo, pero está disponible para su compra con el formulario incluido

DISPOSITIVO Y SÍMBOLOS DE LA ETIQUETA

Symbol	Meaning
SYS	Pesión arterial sistólica —El resultado de la presión arterial “más alta”
DIA	Presión arterial diastólica — El resultado de la presión arterial “más baja”
mmHg	Miligramos de mercurio—unidad de lectura de la presión arterial de este aparato
Pulse/ min	Pulso —pulsaciones por minuto durante la lectura
	Se presenta cuando es necesario cambiar las baterías
	Pulso del pulso por minuto
	Flecha hacia abajo—No se colocó correctamente el brazalete o queda demasiado aire en el mismo; la flecha dejará de titilar cuando la unidad esté lista para la lectura
	El error de medida del error de medida A ha ocurrido y la medida se debe intentar otra vez.
	Icono de latido irregular del corazón—Se presenta cuando se detecta un latido irregular durante la medición
	Lectura de la Memoria—Se presenta para recordar una medición de la memoria
	Promedio—El visor muestra el promedio de las tres últimas lecturas en la memoria
	Error—Ha producido un error durante la medición
	Usuario— El visor indica el usuario (banco de memoria) que se está utilizando

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La pantalla muestra un resultado anormal	Posición del brazalete no fue correcta o no era lo suficientemente apretado	Coloque el brazalete correctamente e intente una nueva medición
	La postura del cuerpo no era correcta durante la medición	Revise la parte de "Cómo tomar una medición" de este manual e intente una nueva medición
	En declaraciones, el movimiento excesivo, ansiedad enojado, excitado o nervioso durante la medición	Espere un período de tiempo e intente una nueva medida después de la calma ha regresado; no hablar o moverse durante la medición
	Las baterías pueden ser vencidos o instalados de forma incorrecta	Compruebe la polaridad de las pilas y vuelva a instalar si es necesario; reemplazar las pilas por pilas nuevas
La pantalla está en blanco cuando está encendido		
Pantalla Muestra Er 0	Sistema de presión es inestable antes de la medición	Revise la parte de "Cómo tomar una medición" del manual, espere un mínimo de 5 minutos e intente una nueva medición
Pantalla Muestra Er 1	No se pudo detectar la presión sistólica	
Pantalla Muestra Er 2	Presión Error al detectar-diastólica	
Pantalla Muestra Er 3	Sistema neumático bloqueado o brazalete es demasiado apretado durante el inflado	Revise la parte de "Cómo tomar una medición" del manual, espere un mínimo de 5 minutos e intente una nueva medición
Pantalla Muestra Er 4	Fuga en el sistema neumático o el brazalete es demasiado flojo durante la inflación	
Pantalla Muestra Er 5	La presión del manguito por encima de 300 mmHg	Compruebe que el brazalete se aplica correctamente, espere un mínimo de 5 minutos e intente una nueva medición. Si el monitor no funciona o funciona de manera anormal, comuníquese con Atención al Cliente
Pantalla Muestra Er 6	La presión del manguito por encima de 15 mmHg durante más de 3 minutos	
Pantalla Muestra Er 7	Error al acceder a EEPROM	
Pantalla Muestra Er 8	Parámetro de dispositivo de comprobación de errores	
Pantalla Muestra Er A	Error de parámetro Sensor de presión	

Si persiste un código o no se soluciona comuníquese con Atención al Consumidor al 866-326-1313

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA:

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para EE.UU.)

Este producto ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las disposiciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones).

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina de una instalación residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia dañina para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si el producto ocasiona interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el producto, se exhorta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para Canadá)

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio para un aparato digital, como se estipula en la norma sobre equipos causantes de interferencia titulada "Aparato digital", ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:

"Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 1
Para todos los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

<i>Prueba de emisiones</i>	<i>Cumplimiento</i>	<i>Guía sobre el ambiente electromagnético</i>
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1	Este monitor usa energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase B	Este monitor es apto para usarse en todo tipo de establecimiento, inclusive en ámbitos domésticos y en aquellos conectados directamente a la red pública de baja tensión que alimenta a los edificios destinados a vivienda.
Emisiones armónicas CEI 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones y parpadeo de tensión CEI 61000-3-3	No aplicable	

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 2
Para todos los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de Inmunidad	Nivel de prueba CEI 60601	Nivel de cumplimiento	Guía sobre el ambiente electromagnético
Descarga electrostática CEI 61000-4-2	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	Los pisos deben ser de madera, concreto o baldosas de cerámica. Si el piso está recubierto con material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas CEI 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión CEI 61000-4-5	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Bajas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de suministro eléctrico CEI 61000-4-11	<5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 0.5 ciclos 40 % U_T (baja de 60% en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (baja de 30% en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 5 seg.	<5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 0.5 ciclos 40 % U_T (baja de 60% en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (baja de 30% en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 5 seg.	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario de este monitor requiere que éste continúe funcionando aún durante interrupciones en el suministro de energía, se recomienda alimentar el monitor desde una fuente de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Campos magnéticos de frecuencia de energía (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de energía deben tener los niveles característicos de un lugar típico en un ambiente comercial u hospitalario típico.

Nota: U_T es la tensión de corriente alterna (de la red de distribución de energía eléctrica) antes de aplicar el nivel de prueba.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 3

Para los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME que no son Sistemas de Soporte Vital

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

<i>Prueba de Inmunidad</i>	<i>Nivel de prueba CEI 60601</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>	<i>Guía sobre el ambiente electromagnético</i>
RF conducida CEI 61000-4-6	3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben utilizarse a una distancia inferior de la distancia de separación recomendada, respecto de cualquier parte del monitor (incluso los cables). La distancia de separación recomendada se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores fijos de RF, determinadas en base a un estudio electromagnético del lugar* deben ser menores que el nivel de conformidad en cada gama de frecuencias.** Puede haber interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF irradiada CEI 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2: Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

* Las intensidades de campo creadas por los transmisores fijos, como por ejemplo los de estaciones base para telefonía de radio (celular/inalámbrica) y radios móviles terrenas, de radio amateur, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con precisión en forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética en el lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se usará el monitor excede el nivel de conformidad de RF indicado anteriormente, se debe vigilar el monitor con el fin de verificar su buen funcionamiento. En caso de detectarse un funcionamiento anormal, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del monitor.

** Dentro de la gama de frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3V/m.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 4

Para los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME que no son Sistemas de Soporte Vital

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y este monitor
Este monitor ha sido diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones por emisiones de RF irradiada están bajo control. El cliente o usuario del monitor puede contribuir a que no ocurran interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el monitor y los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores), según lo recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia máxima de salida del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores cuya potencia máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede determinarse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), conforme lo declarado por su fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta.

NOTE 2: Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

NOMBRE	Monitor automático digital de lujo para la presión arterial (brazo)
NÚMERO DE MODELO	01-514
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	Visor digital/visor de cristal líquido
MÉTODO DE MEDICIÓN	Oscilométrico
FUENTE DE ENERGÍA	4 x1.5V  TAMANO AA, DC 6V 600mA
DURACIÓN DE LA BATERÍA	Aproximadamente 270 mediciones
RANGO DE MEDICIÓN	Diastolic: 40-199 mmHg; Systolic: 60-260 mmHg
	Pulso: de 40 a 180 pulsos por minuto
PRECISIÓN	Presión: ± 3 mmHg
	Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura
INFLADO	Accionamiento por bomba
DESINFLADO	Válvula automática de alivio de presión
MEMORIA	Memoria incorporada que permite visualizar un máximo de 120; 60 por banco de memoria
CIERRE AUTOMÁTICO	Aproximadamente 1 minuto después de la última vez que se accionó un botón
ENTORNO OPERATIVO	Temperatura 41oF – 104oF (5oC – 40oC ; Humedad $\leq 90\%$
ENTORNO DE ALMACENAMIENTO	Temperatura -4oF – 131oF (-20oC – 55oC); Humedad $\leq 90\%$
DIMENSIONES DEL MONITOR	4-1/8" x 6-3/4" x 2-3/4"
PESO DEL MONITOR	Peso 10.4 oz. (sin baterías)
CIRCUNFERENCIA DE BRAZO	11-3/4" - 16-1/2" (30-42 cm)
ACCESORIOS	Brazalete, manual detallado, guía de referencia rápida, registro de presión arterial, cuatro baterías tipo "AA", estuche
OPCIONES	El brazalete para adultos tamaño pequeño se adapta a la circunferencia de brazo: 8-5/8"-11-3/4" (22-30 cm), adaptador de c.a., El brazalete para adultos tamaño grandes se adapta a una circunferencia de brazo: 16-1/4"-18-7/8" (42-48 cm)
(SE VENDEN POR SEPARADO)	

Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso

GARANTÍA DE VIDA ÚTIL LIMITADA

Felicitaciones por su compra de un Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital. Su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El warrantor garantiza que su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital con propósitos comerciales o someter al Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de warrantor, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si el monitor de la presión arterial de Digitaces no puede ajustarse a esta garantía limitada, vuelva el franqueo del monitor de la presión arterial de Digitaces pagado por adelantado a: **Veridian Healthcare, Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, el warrantor reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.

**PLEASE FILL-IN INFORMATION FOR FUTURE
REFERENCE AND ATTACH YOUR RECEIPT BELOW.**

This information is necessary should you need to contact
Customer Care in the future.

**COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA
FUTURA Y ADJUNTE ABAJO SU COMPROBANTE.**

*Esta información es necesaria para el caso que en el futuro usted necesite
comunicarse con Atención al Cliente.*

Model / Modelo: **01-514**

Name / Nombre: **Jumbo Screen Premium Digital Blood Pressure Monitor**

Date Purchased / La Fecha Compró: _____

Store Name / Nombre del Almacén: _____

Lot No. (located on the bottom of the monitor)/
Lot No. (localizado en la parte inferior del monitor) _____

**ATTACH RECEIPT HERE
ADJUNTE AQUÍ EL RECIBO**

REFERENCE PAGE / PÁGINA DE REFERENCIA