

**BIONANO®**  
Blutzucker-Test

*Diabetes?*

... natürlich benutzen wir  
**BIONANO®**



PZN Starter-Set: 6916183

Selbstansaugende  
Teststreifen – immer  
korrekte Blutmenge



PZN: 6581535



IMACO

# BIONANO®

## Rundum gut!!!

... natürlich einfach messen!



Großes  
beleuchtetes  
Display

Ohne Kodierung

Teststreifen  
Auswurf-taste

kostengünstige  
2 x AAA  
1,5 V Batterie

Durchschnitts-  
wertberechnung  
7,14,21,28,60  
und 90 Tage



umschaltbar  
mg / mmol

500 Speicherplätze  
mit Datum  
und Uhrzeit



• Teststreifen  
einsetzen



• Blut  
ansaugen  
lassen



• Ergebnis ablesen  
und Teststreifen  
auswerfen



Mini-Lanzettiergerät:

Inklusive klarer  
AST-Kappe

Abbildung in Originalgröße



Inklusive Anzeige:  
„Ich-bin-gespannt“



*Sicher  
verpackt!*

- Spritzwasser-  
geschützt
- Stoßgeschützt
- Immer alles  
dabei



*Ein guter  
Start!*

### Spezifikationen:

<b>Modell:</b>	BIONANO® Blutzucker-Messsystem
<b>Test:</b>	Glukose, plasma-äquivalente Kalibration
<b>Methode:</b>	Amperometrisch, Glukose-Oxidase
<b>Probenentnahmestellen:</b>	Fingerbeere, Unterarm
<b>Probenvolumen:</b>	minimaler Blutropfen
<b>Messdauer:</b>	6 Sekunden
<b>Messbereich:</b>	1,1–33,3 mmol/L (20–600 mg/dL)

<b>Standard-Batterien:</b>	2 x AAA 1,5 V Alkaline
<b>Arbeitstemperatur:</b>	10~40 °C (50~104 °F)
<b>Relative Luftfeuchtigkeit:</b>	20~80 %
<b>Größe:</b>	99 mm (L) x 48 mm (B) x 14 mm (H)
<b>Gewicht:</b>	~ 72 g (mit Batterien)
<b>Speicherplatz:</b>	500 Messergebnisse mit Datum und Uhrzeit
<b>Automatische Abschaltung:</b>	nach 2 Minuten ohne Aktion, bzw. 20 Sekunden nach Teststreifen-auswurf

**IMACO**

**IMACO GmbH**

Hauptstraße 27 f  
23923 Lüdersdorf

Tel.: +49 (0)38821 - 620 11

Fax: +49 (0)38821 - 620 62

E-mail: [info@imaco.info](mailto:info@imaco.info)

Internet: [www.imaco-gmbh.com](http://www.imaco-gmbh.com)

